



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC



POUR DIFFUSION
IMMÉDIATE

Communiqué interne

COURRIER ÉLECTRONIQUE ET INTRANET

DESTINATAIRES : Membres du CMDP
Résidents en médecine et infirmières praticiennes spécialisées
Chefs des unités de soins et services
Michelle Audit, coordonnatrice administrative des laboratoires
Kathleen Dêchesnes, assistante chef – laboratoire hématologie
Direction des soins infirmiers
Direction des services professionnels

EXPÉDITEUR : Julie Racicot, chef du Département de pharmacie

DATE : 9 mai 2017

OBJET : **Modification des protocoles d'héparine IV 065-A et 065-B**

Un changement de réactif au laboratoire d'hématologie a nécessité un calibrage de la courbe du TCA en fonction de l'activité de l'héparine. Ceci oblige notre établissement à modifier les nomogrammes d'ajustement inclus dans certains protocoles d'héparine IV. Ainsi, à partir du 12 mai 2017 à 00h01 (nuit du 11 au 12 mai), les **TCA visés dans les protocoles 65-A et 65-B seront abaissés à 45-60 secondes** (au lieu de 45-65 secondes).

Les nouveaux protocoles d'héparine seront disponibles dans l'Intranet à compter du 11 mai en fin de journée. Il sera important d'en aviser rapidement l'ensemble du personnel infirmier et de s'assurer de la transition entre les deux versions de protocoles. Quant au protocole 65-C (héparine IV en association avec une thrombolyse coronarienne) et à ceux utilisés en hémodialyse, les nomogrammes demeurent inchangés.

Dès que le nouveau réactif sera utilisé pour faire le TCA, la note suivante sera inscrite sur le rapport du laboratoire : « Nouveau réactif utilisé, voir mise à jour du protocole ». Dans la période de transition, cette note indiquera à l'infirmière d'utiliser les nouvelles versions des protocoles.

Merci de votre collaboration.